



The future of vision

# NPB INDENTADOR MACULAR



## NPB Indentador macular

<i>Referencia</i>	<b>NPB</b>
<i>Nombre de marca</i>	<b>NPB INDENTADOR MACULAR</b>
<i>Definición</i>	Indentador macular
<i>Indicaciones</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retinosquiasis macular miópica con estafiloma de polo posterior.</li> <li>• Desprendimiento de retina asociada al agujero macular miópico con estafiloma posterior.</li> </ul>
<i>Descripción del producto</i>	El indentador macular está fabricado en PMMA recubierto de silicona de grado médico, que incrementa su biocompatibilidad. Posee una superficie de indentación con un casco esférico en su parte superior y un brazo cuya longitud varía dependiendo de la longitud axial del ojo del paciente. El cinturón de silicona insertado en el brazo del implante facilita la incorporación de una sonda de iluminación que mediante su reflejo permite visualizar su correcto posicionamiento en el lugar deseado de indentación.
<i>Longitud total del brazo</i>	Producto a medida. La dimensión del implante depende de la longitud axial del ojo del paciente.
<i>Material</i>	Polimetilmetacrilato (PMMA) recubierto de silicona de grado médico.
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).
<i>Presentación</i>	Explante único estéril. Producto a medida.
<i>Caducidad</i>	4,5 años

REV: 02